



## Næsten ubegrænsede muligheder for at lege med at lave forme

Nucleus Artikel nr. 3566200

Blandingsforhold:

1 kg pulver + 0,4kg vand  
(Ligesom en kørnemælk)

1,4kg blanding (1 kg pulver  
+ 0,4kg vand)  
vil blive ca. 0,8 l formmix

Hærdning tid ca 2-3 timer



1. Bland Nucleus og hæld det i en fleksibel støbeform (her: isterning forme)
2. Byg en kasse med Vermit plade (fx indvendig størrelse 18x18x9cm)
3. Anbring 3mm fiber papir i boksen.
4. Læg Nucleus stykker i formen og fyld op med en lille smule af Nucleus (så stykkerne ikke kan bevæge sig i formen længere).
5. Fyld formen med glas (her: glas rester, i Bullseye B1100F 4mm, System 96 S100SF 3 mm, Hvid glas 3mm- klippet med saksetang 3216000. Hvor meget glas du behøver afhænger af tykkelsen. (Ca. 5cm ca. 4 kg).

Fusing temperaturer på prøverne:

Bullseye 810 ° C - 40 minutter

System96 800 ° C - 30 minutter

Float 845 ° C - 45 minutter